


Bijlage 2. Inpakinstructie koeldoos

Algemeen

De blauwe koelplaten dienen zeer goed bevroren te worden op ongeveer -20°C . (Na gebruik moeten de koelplaten minimaal 24 uur in de vriezer bewaard worden voordat ze opnieuw gebruikt mogen worden.) Voor gebruik koelplaten laten **acclimatiseren** bij kamertemperatuur tot het oppervlak nat wordt. Koelplaten met een witte rijpaanslag nog niet gebruiken bij het inpakken! Deze kunnen bevroering van de vaccins veroorzaken!

WACHT TOT WITTE AANSLAG IS **VERDWENEN!**



Plaats één van de twee geacclimatiseerde koelplaten op de bodem van het TCP-isolatiemateriaal in de vaccinkoeldoos.



Plaats de binnendoor of -dozen met vaccins uit de koeling op de koelplaat. Plaats indien van toepassing de temperatuurlogger tussen of op de vaccins.



Plaats het kartonnen scheidingsplaatje op het vaccin.



Plaats de tweede geacclimatiseerde koelplaat op het scheidingskarton.



Sluit de TCP-deksel.



Sluit de eerste flap en begin hiermee bij 1.



Vervolgens de beide zijflappen met de nummers 2 en 3.



Als laatste de grote deksel met nummer 4 en druk deze tegen het klittenband om hem te klemmen.



Op de vaccinatielocatie kunnen het deksel en de flappen naar beneden worden gedrukt en hoeft alleen de TCP-deksel gebruikt te worden.